

# PORTE- AIGUILLES



Porte-aiguille d'American Eagle Instruments® - fabriqué selon les normes les plus strictes de l'artisanat mécanique chirurgical **avec une précision maximale.**

Les aiguilles chirurgicales modernes sont particulièrement dures, ce qui accroît les exigences en matière de résistance des instruments. Les porte-aiguilles d'American Eagle sont renforcés par des inserts en carbure de tungstène. Ce matériau fritté ne présente qu'une **usure minimale et résiste** à tous les types de retraitement courants. Les inserts sont finement dentelés pour aligner correctement et précisément les aiguilles, les maintenir en toute sécurité et les fixer.

**Pas d'arêtes vives** : en particulier sur la charnière et sur les inserts en métal dur au carbure de tungstène. Le fil peut glisser sans entrave sur l'instrument, ce qui prévient de manière fiable le risque de détachement accidentel pendant la suture elle-même ou lors de la formation d'un nœud.

<b>AESNHMH2</b>	<b>Porte-aiguille Mayo Hegar, TC, 16 cm</b> Convient aux aiguilles de diamètre 3/0-4/0. La longueur de l'instrument permet d'accéder à l'arrière de la bouche. Les inserts en carbure TC garantissent une prise sûre et une usure minimale.
<b>AESNHMH3</b>	<b>Porte-aiguille Mayo Hegar, TC, 18 cm</b> Convient aux aiguilles de diamètre 3/0-4/0. La longueur de l'instrument permet même d'accéder au fond de la cavité buccale. Les inserts en carbure TC garantissent une prise sûre et une usure minimale. Variante extra-longue d'une longueur de 18 cm.
<b>AESNHLR</b>	<b>Porte-aiguilles Lichtenberg Ryder, TC, 17 cm</b> Convient aux aiguilles de diamètre 3/0-4/0. Mécanisme de verrouillage souple et précis. Les plaquettes en carbure TC garantissent une prise sûre et une usure minimale.
<b>AESNHDB</b>	<b>Porte-aiguille De Bakey, macro en TC</b> Convient à presque tous les diamètres d'aiguilles : 3/0, 4/0 et 5/0. Les inserts en carbure TC garantissent une prise sûre et une usure minimale.
<b>AESNHSWE</b>	<b>Porte-aiguille suédois microscopique en TC</b> Porte-aiguille microscopique, adapté aux aiguilles de diamètre 5/0-6/0. Les inserts en carbure TC garantissent une prise sûre et une usure minimale.
<b>AESNHBA</b>	<b>Porte-aiguille macro/micro en TC, 18 cm</b> Convient aux aiguilles de diamètre 4/0 à 6/0. Manches ronds pour un guidage de précision et un confort maximum. Mécanisme de verrouillage particulièrement souple. Les plaquettes en carbure TC garantissent une prise sûre et une usure minimale.

