



ÉLÉVATEURS PERIOLUX



Développés pour une extraction la plus douce possible, ces instruments ont été conçus pour une utilisation axiale avec une prise en main en forme de crayon, ce qui permet une transmission directe et contrôlée de la force pour un contrôle maximal. Les structures osseuses environnantes peuvent être protégées autant que possible et les fractures de la dent ou de la racine peuvent être évitées.

La finition mate des manches réduit les reflets gênants de la lumière et ont une forme ergonomique. La transmission directe et contrôlée de la force est ainsi garantie. La structure rainurée MacroGrip des manches offre une prise sûre et est facile à nettoyer.

Les instruments PerioLUX ne sont pas adaptés à l'effet de levier !

AESPLXD	PerioLUX Distal, ergonomique, pour une utilisation distale
AESPLXM	PerioLUX Mésial, ergonomique, pour usage mésial

