



PÉRIOTOMES

Les périotomes American Eagle ont été développés pour une extraction la plus douce possible, en particulier avant une implantation planifiée. Avant d'utiliser des pinces dentaires ou des élévateurs radiculaires, le ligament parodontal peut être séparé à l'aide de périotomes de la manière **aussi peu traumatisante que possible**. Conçus à cet effet, les extrémités très fines permettent de pénétrer profondément dans la fente parodontale.

Les lames durcies, fines et légèrement flexibles de l'instrument suivent la structure de la racine et séparent les fibres du parodonte. Les instruments ont été conçus avec un manche en forme de crayon pour un contrôle maximal. Ils permettent **une transmission directe et contrôlée de la force** et les structures osseuses environnantes sont protégées autant que possible. La finition mate des manches évite les reflets gênants de la lumière.

La structure rainurée MacroGrip des manches offre une prise sûre et est facile à nettoyer.

AESPT4	Périotomes de 1,8 mm, droits et courbés
AESPT5	Périotomes de 2,5 mm droits et courbés
AESPT6	Périotomes de 1,8 mm et de 2,5 mm, courbés

