



ÉCARTEUR / ÉCARTEUR DE JOUE



Les écarteurs American Eagle sont fabriqués en acier chirurgical pour un nettoyage et une préparation optimaux. La **finition mate de la surface** évite les reflets gênants de la lumière. Les modèles dotés d'un anneau de maintien ont été spécialement modifiés pour être utilisés dans les cassettes chirurgicales American Eagle appropriées, en raison de la **taille ajustée de l'anneau** . Ils peuvent être traités en même temps que les autres instruments dans la cassette fermée.

AESRCW	<p>Écarteur Cawood-Minnesota</p> <p>L'écarteur Cawood-Minnesota a été spécialement conçu pour répondre à des besoins variés en chirurgie dentaire : pour écarter les lambeaux mucopériostés, les joues, les lèvres ou la langue.</p>
AESRLAN1	<p>Écarteur de joue Langenbeck 1, 30 x 16 x 210 mm</p>
AESRLAN2	<p>Écarteur de joue Langenbeck 2, 40 x 11 x 210 mm</p>
AESRLAN3	<p>Écarteur de joue Langenbeck 3, 50 x 11 x 210 mm</p> <p>L'écarteur de joue Langenbeck 3 est utilisé pour écarter les lambeaux mucopériostés, les joues, les lèvres ou la langue.</p>
AESRMID1	<p>Écarteur Middeldorf n° 1, 14 x 17 x 210 mm</p>
AESRMID2	<p>Écarteur Middeldorf n° 2, 20 x 22 x 210 mm</p> <p>L'écarteur de joue Middeldorf 2 est utilisé pour écarter les lambeaux mucopériostés, les joues, les lèvres ou la langue.</p>
AESRVES	<p>Écarteur de vestibule de Branemark</p> <p>L'écarteur Branemark, également connu sous le nom d'écarteur d'implant, garantit que la zone chirurgicale est facilement accessible et dégagée.</p>
AESRB	<p>Écarteur de joue Bishop</p> <p>L'écarteur Bishop a été spécialement conçu pour répondre à un large éventail d'exigences en chirurgie dentaire. Il suit de manière optimale l'anatomie buccale, pour rétracter les lambeaux mucopériostés, les joues, les lèvres ou la langue.</p>