



ÉLÉVATEURS DE RACINES



Élévateurs LiftaLUX d'American Eagle - conçus pour une **extraction en douceur**.

L'utilisation prudente d'un élévateur délicat permet de maîtriser et de surmonter les forces qui fixent la dent de la meilleure façon possible.

Les pointes fines de l'instrument doivent être appliquées axialement avec une pression contrôlée, de préférence autour de la dent entière, afin d'élargir uniformément l'alvéole. Les poignées ergonomiques tiennent bien dans la main et permettent **une transmission contrôlée de la force**.

Les instruments LiftaLUX ne sont pas adaptés à l'effet de levier !

AESRES3	<p>Élévateur TwistaLUX, droit, ergonomique, 3 mm</p> <p>Extrémité droite de 3 mm. Les instruments LiftaLUX ne sont pas adaptés à l'effet de levier !</p>
AESRES4	<p>Élévateur LiftaLUX, droit, ergonomique, 4 mm</p> <p>Extrémité droite de 4 mm. Les instruments LiftaLUX ne sont pas adaptés à l'effet de levier !</p>
AESREC3	<p>Élévateur LiftaLUX, courbé, ergonomique, 3 mm</p> <p>Extrémité courbée de 3 mm pour un meilleur accès latéral. Les instruments LiftaLUX ne sont pas adaptés à l'effet de levier !</p>
AESREC4	<p>Élévateur LiftaLUX, courbé, ergonomique, 4 mm</p> <p>Extrémité courbée de 4 mm pour un meilleur accès latéral. Les instruments LiftaLUX ne sont pas adaptés à l'effet de levier !</p>



Les instruments TwistaLUX conviennent pour une force et un effet de levier accrus, ainsi que pour l'extraction de couple. Les extrémités de travail sont plus robustes.



AESRETS3	<p>Élévateur TwistaLUX, droit, ergonomique, 3 mm</p> <p>Extrémité droite de 3 mm - spécialement conçue pour les applications de levier et de couple.</p>
AESRETS4	<p>Élévateur TwistaLUX, droit, ergonomique, 4 mm</p> <p>Extrémité droite de 4 mm - spécialement conçue pour les applications de levier et de couple.</p>
AESRETC3	<p>Élévateur TwistaLUX, courbé, ergonomique, 3 mm</p> <p>Extrémité de travail courbée de 3 mm pour un meilleur accès latéral - spécialement conçue pour les applications de levier et de couple.</p>
AESRETC4	<p>Élévateur TwistaLUX, courbé, ergonomique, 4 mm</p> <p>Extrémité de travail courbée de 4 mm pour un meilleur accès latéral - spécialement conçue pour les applications de levier et de couple.</p>