


ÉLÉVATEURS DE POINTES DE RACINES



Les élévateurs de pointes de racines permettent de retirer les plus petits fragments de racines. Ils sont dotés d'un manche ergonomique pour une **transmission contrôlée de la force**.

Les pointes de l'instrument sont trempées et allongées pour un accès plus facile et plus profond à l'embout. La **surface mate du manche** réduit les reflets gênants de la lumière.



AESREHEID1	Élévateur de pointes de racines Heidbrink n° 1, fin, ergonomique
AESREHEID2	Élévateur de pointes de racines Heidbrink n° 2, moyen, ergonomique
AESREHEID3	Élévateur de pointes de racines Heidbrink n° 3, solide, ergonomique

