


PINCE À TISSUS



Pince fabriquée selon les normes les plus strictes de l'artisanat chirurgical.

Les pointes fines sont travaillées avec **une précision particulière** afin de fixer solidement les tissus ou les coupures. Une goupille de guidage empêche le chevauchement des extrémités, sous l'effet d'une forte pression, prolongeant ainsi la durée de conservation.

Il existe des variantes chirurgicales avec des dents fines et des variantes anatomiques avec des encoches fines. Une variante très spéciale est la **pince DeBakey non traumatisante** : les dentelures spéciales du manche de la pince répartissent la pression sur une grande surface, en saisissant les tissus mous de manière sûre et délicate, tout en garantissant une bonne prise en main.

AESSTS	<p>Pince à tissus, anatomique, étroite, droite, 14,5 cm</p> <p>Pince polyvalente pour un large éventail d'interventions, telles que le maintien des tissus mous et la mise en place et la manipulation de tissus, de tampons, de membranes, etc.</p>	AESSTADTS	<p>Pince chirurgicale à tissus Adson, chirurgicale, 1x2 dents, 1,2 mm, 15 cm</p> <p>Pince chirurgicale, également connue sous le nom de « pince à pouce », pour la saisie et la manipulation des tissus mous, ainsi que pour une prise précise lors de la suture. Les extrémités dentelées assurent une préhension maximale.</p>
AESSTADS	<p>Pince à tissus Adson, anatomique, droite, 12 cm</p> <p>Pince anatomique, dite aussi « pince à pouce ». Pour la saisie et la manipulation des tissus mous, ainsi que pour une prise précise lors de la suture.</p>	AESSTSEMTS	<p>Pince chirurgicale pour tissus Semken, chirurgicale, 1x2 dents, droite, 15 cm</p> <p>Pince chirurgicale pour la saisie et la manipulation des tissus mous, ainsi que pour une prise précise lors de la suture. Les extrémités dentelées assurent une préhension maximale.</p>
AESSTSEMS	<p>Pince à tissu Semken, anatomique, droite, 15 cm</p> <p>Pince anatomique pour la saisie et la manipulation des tissus mous ainsi que pour une prise précise lors de la suture.</p>	AESSTSEMTC	<p>Pince chirurgicale pour tissus Semken, chirurgicale, 1x2 dents, courbée, 15 cm</p> <p>Légèrement inclinée pour un meilleur accès aux endroits difficiles d'accès.</p>
AESSTSEMC	<p>Pince à tissus Semken, anatomique, courbée, 15 cm</p> <p>Légèrement inclinée pour un meilleur accès aux endroits difficiles d'accès.</p>	AESSTDBS	<p>Pince à tissu De Bakey, anatomique, droite, 1,5 mm, 15 cm</p> <p>Les dentelures spéciales du manche de la pince répartissent la pression sur une grande surface, ce qui permet de saisir les tissus mous en toute sécurité et en douceur.</p>